

KatalystTM Surgical

ОДНОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

DEX TIP\$TM Одноразовые пинцеты и ножницы – наконечники для многоразовых рукояток

Почему DEX TIP\$TM?

- Доступны два вида рукояток – металлическая рукоятка с нейлоновой «юбкой» 360° BASKET, изготовленной на 3D принтере, и тонкая полностью металлическая рукоятка SLIM
- Все наконечники (не зависимо от вида и калибра) подходят к обоим типам многоразовых рукояток
- Наконечник дешевле одноразового пинцета
- Рукоятка с нейлоновой «юбкой» поставляется вместе с подносом для автоклавирования
- Сжимающая сила наконечника 100 гр
- Не надо прилагать усилий для сжатия рукоятки
- Нет задержки действия наконечника
- Цветовая идентификация для разных размеров наконечников
- Наконечники продаются по 5 штук в упаковке



Универсальная рукоятка многократного применения DEX TIP\$TM 360° BASKET
с автоклавируемым подносом



Многоразовая Универсальная рукоятка DEX TIP\$TM SLIM

ОДНОРАЗОВЫЕ ПИНЦЕТЫ



Пинцет Awh (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Отличается увеличенной площадью захватывающей платформы. Дизайн пинцета асимметричный и выполнен так, что хирург может видеть наконечник инструмента. Подходит для захвата ILM и других мембран.

| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4005-23 23ga | DVFO4005-23 23ga | DVF4005-25-S 25ga | CVF4005-23 23ga |
| DVF4005-25 25ga | DVFO4005-25 25ga | | CVF4005-25 25ga |



Пинцет Morris Honey Badger (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Острый изогнутый наконечник пинцета предназначен для доступа к деликатным зонам сетчатки, включая парафовеальные ILM. Большая захватывающая сила этого инструмента обеспечивает точный пилинг таких мембран.

| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4010-23 23ga | DVFO4010-23 23ga | DVF4010-25-S 25ga | CVF4010-23 23ga |
| DVF4010-25 25ga | DVFO4010-25 25ga | DVF4010-27 27ga | CVF4010-25 25ga |
| | DVFO4010-27 27ga | | CVF4010-27 27ga |



Ассиметричный пинцет Tano (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Мы модифицировали пинцет Tano, сделав архитектуру наконечника более открытой и увеличив силу захвата инструмента. Наконечник инструмента ассиметричен.


| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4014-23 23ga | DVFO4014-23 23ga | DVF4014-25-S 25ga | CVF4014-23 23ga |
| DVF4014-25 25ga | DVFO4014-25 25ga | DVF4014-27 27ga | CVF4014-25 25ga |
| | DVFO4014-27 27ga | | CVF4014-27 27ga |



Зазубренный пинцет (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Зазубренный наконечник обеспечивает лучший захват плотных мембран.


| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4016-23 23ga | DVFO4016-23 23ga | DVF4016-25-S 25ga | CVF4016-23 23ga |
| DVF4016-25 25ga | DVFO4016-25 25ga | DVF4016-27 27ga | CVF4016-25 25ga |
| DVF4016-27 27ga | DVFO4016-27 27ga | | CVF4014-27 27ga |



Пинцет для макулорексиса (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Маленькая деликатная платформа инструмента предназначена для захвата тонких мембран.


| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4019-23 23ga | DVFO4019-23 23ga | DVF4019-25-S 25ga | CVF4019-23 23ga |
| DVF4019-25 25ga | DVFO4019-25 25ga | DVF4019-27 27ga | CVF4019-25 25ga |
| | DVFO4019-27 27ga | | CVF4019-27 27ga |



Пинцет с концевым захватом (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Отличается большей площадью платформы, что обеспечивает плотный захват мембран. Ассиметричные бранши улучшают визуализацию.

| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4022-23 23ga | DVFO4022-23 23ga | DVF4022-25-S 25ga | CVF4022-23 23ga |
| DVF4022-25 25ga | DVFO4022-25 25ga | DVF4022-27 27ga | CVF4022-25 25ga |
| | DVFO4022-27 27ga | | CVF4022-27 27ga |




Пинцет Morris ILM (5 в упаковке, стерильный, одноразовый)

Закругленные, гладкие, изогнутые кончики пинцета обеспечивают безопасный доступ к ILM. Микрошлифовка внутренней части наконечника обеспечивает надежный захват мембраны.

| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVF4033-23 23ga | DVFO4033-23 23ga | DVF4033-25-S 25ga | CVF4033-23 23ga |
| DVF4033-25 25ga | DVFO4033-25 25ga | DVF4033-27 27ga | CVF4033-25 25ga |
| | DVFO4033-27 27ga | | CVF4033-27 27ga |


ОДНОРАЗОВЫЕ НОЖНИЦЫ



Изогнутые горизонтальные ножницы (5 в упаковке, стерильные, одноразовые)

Классический дизайн для пилинга мембран. Идеальная кривизна и заостренные наконечники для точной хирургии.

| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVS5006-23 23ga | DVSO5006-23 23ga | DVS5006-25-S 25ga | CVS5006-23 23ga |
| DVS5006-25 25ga | DVSO5006-25 25ga | DVS5006-27 27ga | CVS5006-25 25ga |
| | DVSO5006-27 27ga | | CVS5006-27 27ga |



Вертикальные ножницы (5 в упаковке, стерильные, одноразовые)

Уникальное, очень тонкое изогнутое базовое лезвие позволяет подойти вплотную к сетчатке и деликатно отделить мембрану.

| DEX™ | Slim DEX™ | Stiff DEX™ | DEX TIP\$™ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DVS5101-23 23ga | DVSO5101-23 23ga | DVS5101-25-S 25ga | CVS5101-23 23ga |
| DVS5101-25 25ga | DVSO5101-25 25ga | | CVS5101-25 25ga |

DEX™ Одноразовые пинцеты и ножницы

Почему DEX™?

- Более 40 лет опыта изготовления инструментов для витреоретинальной хирургии
- Доступны два вида рукояток – с «юбкой» 360°, изготовленной на 3D принтере, и тонкая рукоятка, изготовленная на 3D принтере из термостойкого нейлона
- Более длинная (32 мм) рабочая часть инструментов для доступа к сетчатке миопичных глаз
- Прочный металл, идеальный для тонких инструментов 25 и 27G
- Сжимающая сила наконечника 100 гр
- Не надо прилагать усилий для сжатия рукоятки
- Нет задержки действия наконечника
- Цветовая идентификация для разных размеров инструментов
- Все инструменты 27G снабжены втягивающимся рукавом Stiff, усиливающим прочность материала в 55 раз
- Инструменты продаются по 5 штук в упаковке



Stiff DEX™ handle



DEX™ handle



Slim DEX™ handle

Информация о производителе:

Katalyst™ Surgical, LLC
888-4KATALYST (888.452.8259)
tel 636.536.5950 fax 636.787.0603
754 Goddard Ave., Chesterfield MO 63005
customerservice@katalystsurgical.com
www.katalystsurgical.com

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «АйТэк»
г. Москва, 3-я Хорошёвская улица
дом 21, корпус 6
Тел.: +7 (495) 3087830
e-mail: info@eye-tec.ru
www.eye-tec.ru