

Одноразовые инструменты Malosa®

Высокое качество | Стабильность | Эффективность | Экономия

bvimedical.com

Одноразовые инструменты Malosa®

- **Экономия на переработке и стерилизации**


Отсутствие нужды стерилизовать и ремонтировать инструменты в клинике оптимизирует расходы.

- **Улучшение безопасности для пациентов и снижение бактериальной нагрузки**

Использование новых инструментов для каждой операции снижает риск инфицирования или перекрестного заражения для пациентов.

- **Стабильность качества при всех процедурах**

На одноразовые инструменты Malosa® можно положиться в любой ситуации.



С. Возможные перспективы применения одноразовых инструментов в офтальмологической хирургии (C. Single-use instruments deserve consideration for eye surgery). Ocular Surgery News Europe Edition. December 2016

П. М. Саусворт. Инфекционные поражения: обзор случаев заражения, связанных с неудачной дезинфекцией многоразовых хирургических инструментов (Southworth, P. M. Infections and exposures: reported incidents associated with unsuccessful decontamination of reusable surgical instruments). The Journal of Hospital Infection. September 17, 2014

Р. Тарантола, д-р мед., Р. Шулер, д-р мед., д-р фил., М. Каушал, д-р мед., д-р фил., С. Нагпал, д-р наук, д-р офтальм., член Королевской коллегии хирургов. Одноразовые инструменты экономичны и не менее эффективны, чем многоразовые (Tarantola MD, R.; Shuler MD, PhD, M.; Kaushal, MD PhD, S.; Nagpal, MS, DO, FRCS(UK), M.; Disposable Instruments are Cost Effective and as Good as Reusable). Retina Today. Jan/Feb 2015

Содержание

| | |
|--|----|
| Пинцеты | |
| Пинцеты для капсулорексиса | 4 |
| Фиксирующие пинцеты | 5 |
| Пинцеты для завязывания узлов | 6 |
| Пинцеты для ИОЛ | 6 |
| Пинцеты общего назначения и фиксирующие кольца | 7 |
| Пинцеты для гемостаза | 8 |
| Пинцеты для перевязки | 8 |
| Иглодержатели | |
| Корнеальные иглодержатели | 9 |
| Иглодержатели общего назначения | 9 |
| Чопперы | 10 |
| Двусторонние чопперы | 11 |
| Манипуляторы | 12 |
| Ножницы | |
| Пружинные ножницы | 14 |
| Ножницы для иссечения | 15 |
| Ножницы для перевязок | 15 |
| Расширители | |
| Регулируемые расширители | 16 |
| Пружинные проволочные расширители | 17 |
| Расширители для педиатрии и неонатологии | 17 |
| Крючки и ретракторы | 18 |
| Депрессоры | 18 |
| Инструменты для слезных протоков | 19 |
| Маркеры и шкалы | 20 |
| Зажимы | 21 |
| Кюретки | 21 |
| Пинцеты для поднятия лоскута и корнеальные маркеры | 22 |
| SMILE | 23 |
| Лопатки и кольца | 23 |
| Инструменты для кератопластики | 24 |
| Роговичные кольца | 24 |
| Инструменты для склерэктомии и трабекулэктомии | 25 |
| I-Ring | 25 |
| Разное | 25 |



Примечание. Одноразовые инструменты, поставляемые с накладками на рукоять Contour Clips, отмечены буквами CS в конце артикула (SKU).

Пинцеты для капсулорексиса

Дизайн кончиков и лезвий линейки пинцетов Malosa для капсулорексиса разработан для выполнения капсулотомии методом непрерывного кругового капсулорексиса и подходит для процедур с выполнением микроразрезов (MICS) менее 1,8 мм.



| Пинцеты для капсулорексиса | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|--|---|-----------|-----------------|
| Пинцет для капсулорексиса для MICS с изогнутыми браншами и острыми кончиками | Острые кончики 0,4 x 0,3 мм, изогнутые бранши прямого действия 12 мм, 1,2 мм у основания стержня, плоская рукоять 80 мм | MMSU1567S | MMSU1567CS |
| Пинцет для капсулорексиса для MICS с прямыми браншами и острыми кончиками | Острые кончики 0,4 x 0,3 мм, прямые бранши прямого действия 12 мм, 1,2 мм у основания стержня, плоская рукоять 80 мм | MMSU1568S | MMSU1568CS |
| Пинцет для капсулорексиса для MICS с прямыми браншами и тупыми кончиками | Тупые кончики 0,4 x 0,3 мм, прямые бранши прямого действия 12 мм, 1,2 мм у основания стержня, плоская рукоять 80 мм | MMSU1571S | MMSU1571CS |
| Пинцет для капсулорексиса для MICS с изогнутыми браншами и тупыми кончиками | Тупые кончики 0,4 x 0,3 мм, изогнутые бранши прямого действия 12 мм, 1,2 мм у основания стержня, плоская рукоять 80 мм | MMSU1573S | MMSU1573CS |
| Пинцет для капсулорексиса Next Generation с острыми кончиками | Острые закругленные кончики, изогнутая рукоять | 581488 | — |
| Пинцет для капсулорексиса Next Generation с тупыми кончиками | Закругленные тупые кончики, изогнутая рукоять | 581486 | — |



Пинцет для капсулорексиса для MICS с изогнутыми браншами и тупыми кончиками



Пинцет для капсулорексиса для MICS с прямыми браншами и острыми кончиками



Пинцет для капсулорексиса Next Generation с тупыми кончиками



Фиксирующие пинцеты



Короткий пинцет Wonn с маленькими зубчиками


Пинцет Hoskins с выемками

| Фиксирующие пинцеты с зубчиками | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|--|--|-----------|-----------------|
| Короткий пинцет Wonn с маленькими зубчиками | Зубчики 0,3 мм 1 × 2, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1123S | MMSU1123CS |
| Пинцет Wonn с зубчиками | Зубчики 0,45 мм 1 × 2, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 80 мм | MMSU1124S | MMSU1124CS |
| Короткий пинцет с зубчиками типа «колибри» | Зубчики 0,4 мм 1 × 2, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1129S | MMSU1129CS |
| Пинцет с зубчиками с 15 мм стержнем | Зубчики 0,4 мм 1 × 2, стержень 15 мм с платформами для завязывания хирургических узлов 7,2 мм, рукоять 80 мм | MMSU1168S | MMSU1168CS |
| Пинцет с зубчиками под 45° | Зубчики 0,3 мм 1 × 2, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 80 мм | MMSU1139S | MMSU1139CS |
| Короткий пинцет с маленькими зубчиками под 45° | Зубчики 0,27 мм 1 × 2, 45°, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1145S | MMSU1145CS |


| Фиксирующие пинцеты с выемками | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|---|--|-----------|-----------------|
| Короткий пинцет Hoskins с маленькими выемками | Кончики с выемками 0,2 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1114S | MMSU1114CS |
| Пинцет Hoskins с выемками | Кончики с выемками 0,3 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 80 мм | MMSU1115S | MMSU1115CS |
| Короткий пинцет с выемками типа «колибри» | Кончики с выемками 0,2 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1209S | MMSU1209CS |



Короткий пинцет с зубчиками типа «колибри»



Пинцеты для завязывания узлов




| Пинцеты для завязывания узлов | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|--|--|-----------|-----------------|
| Прямой пинцет для завязывания узлов | Кончики 0,35 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 80 мм | MMSU1125S | MMSU1125CS |
| Короткий прямой пинцет для завязывания узлов | Кончики 0,26 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1219S | MMSU1219CS |
| Пинцет для завязывания узлов с закругленными платформами | Кончики 0,38 мм, закругленные платформы для завязывания хирургических узлов 10 мм, рукоять 80 мм | MMSU1210S | MMSU1210CS |
| Угловой пинцет для завязывания узлов McPherson | Кончики 0,35 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, стержень 8 мм, 45°, рукоять 80 мм | MMSU1127S | MMSU1127CS |
| Пинцет для завязывания узлов Birks | Кончики 0,1 × 0,3 мм, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, рукоять 80 мм | — | MMSU1414CS |
| Пинцет для снятия швов Waqar | Зубчик 0,3 × 0,65 мм, 90°, платформы для завязывания хирургических узлов 5 мм, изогнутый стержень 28 мм, рукоять 80 мм | MMSU1583S | — |

Пинцеты для ИОЛ



| Пинцеты для ИОЛ | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|--|---|-----------|-----------------|
| Пинцет для имплантации ИОЛ | Полированные выпуклые бранши 7 мм, рукоять 80 мм | MMSU1126S | MMSU1126CS |
| Пинцет для сворачивания линзы с закругленными браншами | Закругленные внутренние бранши, стержень 9,5 мм под углом 45°, рукоять 80 мм | MMSU1138S | — |
| Пинцет для сворачивания линзы с треугольными браншами | Треугольные внутренние бранши, стержень 10,5 мм под углом 45°, рукоять 80 мм | MMSU1131S | — |
| Пинцет для загрузки линзы | Кончики 0,6 × 8 мм, стержень под углом 45°, рукоять 80 мм | MMSU1146S | MMSU1146CS |
| Пинцет для удаления ИОЛ | Насечка 0,1 × 0,1 мм на участке длиной 4 мм на стержне 15 мм под углом 30°, рукоять 52 мм | MMSU1460S | MMSU1460CS |

Пинцеты общего назначения и фиксирующие кольца



| Пинцет общего назначения | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Пинцет Moorfields | Кончики 0,6 мм, зазубренные бранши 11,5 мм, длина 105 мм | MMSU0277S |
| Острый пинцет для радужной оболочки | Кончики 0,5 × 0,5 мм, зазубренные бранши 12 мм, длина 105 мм | MMSU0247S |
| Пинцет для радужной оболочки с маленькими зубчиками | Зубчики 1 × 1,15 мм 1 × 2, рукоять 70 мм | MMSU0278S |
| Пинцет с маленькими зубчиками | Зубчики 1,65 мм 1 × 2, рукоять 70 мм | MMSU0080S |
| Микропинцет с маленькими зубчиками для радужной оболочки | Закругленные кончики 0,2 × 0,2 × 11 мм, рукоять 70 мм | MMSU1445S |
| Пинцет Bishops | Зубчики 0,7 × 0,9 мм 1 × 2, рукоять 70 мм | MMSU0276S |
| Пинцет St Martins | Зубчики 0,9 × 0,26 мм 1 × 2, рукоять 52 мм | MMSU0279S |
| Пинцет для эпиляции | Плоские кончики 5 × 7 мм, рукоять 70 мм | MMSU0085S |
| Прямой ювелирный пинцет с тонкими кончиками | Острые кончики 7 мм, рукоять 80 мм | MMSU0286S |
| Прямой ювелирный пинцет с тонкими кончиками под углом | Острые кончики 7 мм под углом 45°, рукоять 80 мм | MMSU0283S |
| Ювелирный пинцет с гладкими кончиками под углом | Острые кончики 4 мм под углом 45°, рукоять 80 мм | MMSU1472S |
| Ювелирный пинцет с изогнутым стержнем с гладкими кончиками | Изогнутый стержень типа «лебединая шея» с тонкими кончиками, рукоять 85 мм | MMSU0284S |
| Пинцет для контактных линз | Кончики 1,15 × 2,3 мм с выемкой 0,5 мм, стержень 6 мм под углом 55°, рукоять 65 мм | MMSU1284S |
| Пинцет Adson с зубчиками | Зубчики 1,35 × 1,8 мм 1 × 2, длина 122 мм | MMSU0238S |
| Пинцет Adson без зубчиков | Кончики 0,85 × 1 мм, зазубренные бранши 14,5 мм, длина 122 мм | MMSU0241S |


Фиксирующие кольца

| Фиксирующее кольцо | Описание | № изделия |
|-----------------------------|--|-----------|
| Фиксирующее кольцо | Кольцо толщиной 0,5 мм с внутренним диаметром 13 мм, зубчики 1,5 × 0,6 мм с интервалами 3,5 мм, зубчики 1,3 × 0,4 мм с интервалами 0,9 мм, рукоять 75 мм | MMSU1495S |
| Фиксирующее кольцо Thornton | Кольцо толщиной 0,5 мм и радиусом 6,5 мм, зубчики 2 × 0,9 мм с интервалами 5 мм, рукоять 75 мм | MMSU1137S |




Фиксирующее кольцо

Пинцеты для гемостаза



| Пинцеты для гемостаза | Описание | № изделия |
|--|---|-----------|
| Москитный зажим Halstead прямой | Кончик 2 мм, зазубренные бранши 22 мм без канавки, длина 130 мм | MMSU0246S |
| Москитный зажим Halstead изогнутый с тонкими кончиками | Кончики 1,1 × 0,85 мм, зазубренные бранши 21 мм, длина 130 мм | MMSU3007S |
| Москитный зажим Halstead прямой с тонкими кончиками | Кончик 1,8 мм, зазубренные бранши 22 мм, длина 130 мм | MMSU3008S |
| Микрозажим типа «бульдог» перекрестного действия | Бранши с канавкой 2 × 13,5 мм, длина 42 мм | MMSU0199S |

Пинцеты для перевязки



| Пинцеты для перевязки | Описание | № изделия |
|-------------------------|--|-----------|
| Прямой пинцет Rampley | Зазубренные кончики 11 × 23 мм, длина 180 мм, нейлоновый пластик | MMSU0068S |
| Короткий пинцет Rampley | Зазубренные кончики 17 × 24 мм, длина 125 мм, нейлоновый пластик | MMSU1578S |

Иглодержатели



**Корнеальный
иглодержатель**



Иглодержатель Barraquer



Иглодержатель Troutman



Корнеальные иглодержатели

| Корнеальный иглодержатель | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------|
| Корнеальный иглодержатель | Тонкие изогнутые бранши 9 мм, кончики 0,45 мм, длина 106 мм | MMSU1110S | MMSU1110CS |
| Иглодержатель Barraquer | Кончики 0,42 x 0,45 мм, тонкие изогнутые бранши 4 мм со стержнем 5 мм, длина 138 мм | MMSU3015S | — |
| Корнеальный иглодержатель длинный | Кончики 0,45 мм, изогнутые бранши 9 мм, круглая рукоять, длина 138 мм | MMSU3017S | — |

Иглодержатели общего назначения

| Иглодержатель общего назначения | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Иглодержатель Troutman | Тонкие изогнутые бранши 4 мм, кончики 0,55 мм, рукоять 76 мм | MMSU1243S |
| Иглодержатель Castroviejo прямой | Кончики 1,5 мм, прямые бранши без замка 12,5 мм, длина 142 мм | MMSU3009S |
| Иглодержатель Castroviejo изогнутый | Кончики 1,5 мм, изогнутые бранши без замка 12,5 мм, длина 142 мм | MMSU3011S |
| Иглодержатель Castroviejo прямой с замком | Кончики 1,5 мм, прямые бранши с замком 12,5 мм, длина 142 мм | MMSU3012S |
| Иглодержатель Castroviejo изогнутый с замком | Кончики 1,5 мм, изогнутые бранши с замком 12,5 мм, длина 142 мм | MMSU3013S |



Иглодержатель Troutman

Чопперы

Линейка одноразовых чопперов Malosa включает ряд основных и вспомогательных инструментов для всех методов выполнения факоэмульсификации.



Чоппер Sadiq
MMSU1104S



Чоппер Claw
MMSU1105S



Чоппер Rosen
MMSU1106S



Чоппер Phaco
MMSU1108S



Чоппер Koch 1,9 мм
MMSU1118S



Чоппер Koch 1,4 мм
MMSU1228S



**Чоппер Koch 1,4 мм с
тонким стержнем**
MMSU1440S



Чоппер Nagahara
MMSU1441S



**Чоппер для нуклеуса
Denis**
MMSU1471S



**Чоппер Greens
под правую руку**
MMSU1119S



**Чоппер Greens
под левую руку**
MMSU1120S



**Разделитель нуклеуса
Neuhann**
MMSU1489S

Двусторонние чопперы



Чоппер Phaco |
Манипулятор типа «грибок»
MMSU1221S



Горизонтальный чоппер |
Крючок Kuglen
MMSU1231S



Чоппер Phaco |
Маленький манипулятор типа
«грибок» MMSU1487S



Чоппер Ursell | Манипулятор
MMSU1238S



Чоппер Diablo |
Плоскокнопочный
манипулятор MMSU1239S



Чоппер Koch 1,4 мм |
Кнопочный манипулятор
MMSU1431S




Чоппер Ayliffe | Чоппер
MMSU1452S



Чоппер Phaco |
Манипулятор Govan
MMSU1496S

Манипуляторы

Линейка одноразовых манипуляторов Malosa включает ряд основных и вспомогательных инструментов для всех хирургических техник.



Манипулятор Govan
MMSU1102S



Манипулятор Drysdale
MMSU1144S



Крючок Sinskey 0,2 мм
MMSU1103S



Крючок Sinskey 0,1 мм
MMSU1173S



Крючок Sinskey прямой
MMSU1147S



Манипулятор Hagège
MMSU1436S



Лопатка
MMSU1291S



Кнопочный манипулятор
MMSU1142S



Манипулятор типа «грибок»
MMSU1179S



Манипулятор Diablo
MMSU1428S



Лопатка Barraquer для радужной оболочки
MMSU1457S



Ротатор Butcher
MMSU1434S



Плоский манипулятор с круглым кончиком
MMSU1432S



Горизонтальный Y-образный манипулятор
MMSU1204S



Вертикальный Y-образный манипулятор
MMSU1109S



**Манипулятор Lebuissou
MMSU1458S**



**Крючок Lester
MMSU1207S**



**Крючок Kuglen угловой
MMSU1433S**



**Крючок
Kuglen прямой
MMSU1225S**



**Манипулятор
McPherson
MMSU1143S**



**Лопатка Barraquer для
радужной оболочки
закругленная MMSU1592S**



**Манипулятор
для факичных
интраокулярных линз
MMSU1153S**



**0,1 мм Обратный
крючок Sinskey
MMSU1473S**



**Обратный крючок
Dialling
MMSU1480S**



**Манипулятор Micro
581441**



**Крючок Sinskey
581442**



Ножницы

Пружинные ножницы и ножницы прямого действия для всех видов хирургии.



Ножницы Westcott



Ножницы Vannas



Ножницы для ИОЛ



Ножницы Castroviejo



Пружинные ножницы

| Пружинные ножницы | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|---|---|-----------|-----------------|
| Ножницы Westcott с острыми кончиками и изогнутыми лезвиями | Острые кончики 0,25 x 0,3 мм, изогнутые лезвия 12 мм, длина 116 мм | MMSU1211S | — |
| Ножницы Westcott с закругленными кончиками и прямыми лезвиями | Закругленные кончики 0,5 x 0,6 мм, прямые лезвия 17 мм, длина 120 мм | MMSU1212S | MMSU1212CS |
| Ножницы Westcott с изогнутыми лезвиями типа «нос дельфина» | Закругленные кончики 0,5 x 0,6 мм, изогнутые лезвия типа «нос дельфина» 22 мм, длина 120 мм | MMSU1213S | MMSU1213CS |
| Ножницы Westcott с острыми кончиками и прямыми лезвиями | Острые кончики, прямые лезвия 17 мм, длина 120 мм | MMSU1214S | MMSU1214CS |
| Ножницы Castroviejo с закругленными кончиками и прямыми лезвиями | Закругленные кончики 0,5 x 0,6 мм, прямые лезвия 11,5 мм, рукоять 34 мм | MMSU1217S | MMSU1217CS |
| Ножницы Castroviejo с закругленными кончиками и изогнутыми лезвиями | Закругленные кончики 0,5 x 0,6 мм, изогнутые лезвия 11,5 мм, рукоять 34 мм | MMSU1218S | MMSU1218CS |
| Ножницы Vannas с изогнутыми лезвиями | Острые кончики, изогнутые лезвия 8 мм, 1,5 мм в закрытом состоянии, рукоять 34 мм | MMSU1140S | MMSU1140CS |
| Ножницы Vannas с прямыми лезвиями | Острые кончики, прямые лезвия 8 мм, 1,5 мм в закрытом состоянии, рукоять 34 мм | MMSU1141S | MMSU1141CS |
| Капсульные ножницы Онга | Острые кончики, наклонные лезвия 9,5 мм, толщина 1,9 x 2,1 мм у шарнира, рукоять 34 мм | MMSU1116S | MMSU1116CS |
| Ножницы Osher для ИОЛ | Тупые кончики 0,2 x 0,5 мм, зазубренные лезвия 9,5 мм, рукоять 66 мм | MMSU1459S | MMSU1459CS |

Ножницы для иссечения



Ножницы Stevens для тенотомии закругленные изогнутые



Ножницы для радужной оболочки закругленные острые



Ножницы Stevens для тенотомии прямые закругленные

| Ножницы для иссечения | Описание | № изделия |
|--|---|-----------|
| Ножницы Stevens для тенотомии закругленные изогнутые | Закругленные кончики 1,5 × 1,5 мм, изогнутые лезвия, длина 110 мм | MMSU0208S |
| Ножницы Stevens для тенотомии закругленные острые | Закругленные кончики 0,5 × 0,5 мм, изогнутые лезвия, длина 110 мм | MMSU0209S |
| Ножницы Stevens для тенотомии прямые острые | Острые кончики 0,5 × 0,5 мм, прямые лезвия, длина 110 мм | MMSU0213S |
| Ножницы Stevens для тенотомии прямые закругленные | Закругленные кончики 1,5 × 1,5 мм, прямые лезвия, длина 110 мм | MMSU0214S |
| Ножницы для энуклеации | Закругленные кончики 3 × 2,5 мм, лезвия 66 мм с закруглением глубиной 13 мм, длина 130 мм | MMSU0239S |
| Ножницы Metzenbaum изогнутые | Закругленные кончики 1,9 × 0,5 мм, изогнутые лезвия 32,5 мм, длина 120 мм | MMSU0243S |
| Ножницы для радужной оболочки острые изогнутые | Острые кончики 0,1 × 0,7 мм, изогнутые лезвия 25 мм, длина 115 мм | MMSU0244S |
| Ножницы для радужной оболочки острые прямые | Острые кончики 0,1 × 0,5 мм, прямые лезвия 32,5 мм, длина 120 мм | MMSU0249S |
| Ножницы для радужной оболочки закругленные изогнутые | Закругленные кончики 1 × 1,5 мм, изогнутые лезвия 30 мм, длина 115 мм | MMSU0294S |
| Ножницы для радужной оболочки прямые изогнутые | Закругленные кончики 1 × 1,5 мм, прямые лезвия 30 мм, длина 115 мм | MMSU0299S |

Ножницы для перевязок



Ножницы для перевязок



| Ножницы для перевязок | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Ножницы для перевязок острые прямые | Острые кончики 0,3 мм, прямые лезвия 24,5 мм, длина 102 мм, пластиковая рукоять | MMSU0454S |
| Ножницы для перевязок закругленные прямые | Закругленные кончики 0,8 мм, прямые лезвия 24,5 мм, длина 102 мм, пластиковая рукоять | MMSU0455S |
| Ножницы для перевязок острые изогнутые | Острые кончики 0,3 мм, изогнутые лезвия 24,5 мм, длина 100 мм, пластиковая рукоять | MMSU0441S |
| Ножницы для перевязок закругленные изогнутые | Закругленные кончики 0,7 мм, изогнутые лезвия 24,5 мм, длина 100 мм, пластиковая рукоять | MMSU0440S |

Расширители

Линейка одноразовых расширителей для всех офтальмологических процедур. В нее входят подпружиненные модели, модели с регулируемым корпусом, с жесткими и проволочными браншами.



Регулируемые расширители

| Регулируемые расширители | Описание | № изделия |
|--|---|-----------|
| Механический расширитель с жесткими браншами | Жесткие изогнутые бранши из поликарбоната 6 × 14,5 мм, толщина 0,7 мм проволока 1 мм, корпус из поликарбоната и механический винтовой расширитель | MMSU1488S |
| Механический расширитель с открытыми браншами | Открытые бранши 5 × 14 мм, проволока 1 мм, ширина 38 мм | MMSU1290S |
| Механический расширитель с жесткими браншами под углом 45° | Жесткие бранши из поликарбоната 7,5 × 14,5 мм под углом 45°, толщина 0,8 мм, корпус из поликарбоната и механический винтовой расширитель | MMSU1566S |
| Механический V-образный расширитель с открытыми браншами | Открытые V-образные бранши 5,5 × 18,5 мм, проволока 1 мм, корпус из поликарбоната и механический винтовой расширитель | MMSU1494S |
| Регулируемый расширитель | Открытые бранши 6,5 × 14 мм, проволока 0,9 мм, ширина 25 мм с регулировкой до 45 мм | MMSU1264S |
| Расширитель Clarke | Открытые бранши 8,5 × 14,5 мм, проволока 1,5 мм, металлический корпус и механический винтовой расширитель | MMSU1258S |
| Расширитель Barrett | Изогнутые бранши 6 × 14,5 мм, ширина 32 мм, винтовой замок | MMSU1266S |



Расширитель Barrett



Регулируемый расширитель



Механический расширитель с жесткими браншами

Пружинные проволочные расширители



Расширитель Kratz-Barraquer



Расширитель Barraquer с плоскими лезвиями



Расширитель Kratz-Barraquer изогнутый



Расширитель Barraquer с жесткими изогнутыми браншами



Расширитель Barraquer жесткий с лезвием 18 мм

| Пружинные проволочные расширители | Описание | № изделия |
|--|---|-----------|
| Расширитель Barraquer с жесткими изогнутыми браншами | Жесткие бранши из поликарбоната 6 × 14,5 мм, толщина 0,7 мм, проволока 0,9 мм, 30 мм | MMSU1474S |
| Расширитель Barraquer с жесткими прямыми браншами | Жесткие бранши из поликарбоната 7 × 14,5 мм, толщина 0,8 мм, проволока 0,9 мм, ширина 30 мм | MMSU1475S |
| Расширитель Barraquer жесткий с лезвием 18 мм | Жесткие бранши из поликарбоната 6 × 14,5 мм, толщина 0,8 мм, проволока 1 мм | MMSU1479S |
| Расширитель Kratz-Barraquer | Открытые бранши 6,5 × 14 мм, проволока 0,9 мм, ширина 30 мм | MMSU1252S |
| Расширитель Kratz-Barraquer для височной области | Открытые бранши 6,5 × 14 мм, проволока 0,9 мм, ширина 30 мм | MMSU1253S |
| Расширитель Kratz-Barraquer изогнутый | Открытые изогнутые бранши 6,5 × 14,5 мм, проволока 0,9 мм, ширина 30 мм | MMSU1287S |
| Расширитель Barraquer с плоскими лезвиями | Закрытые прямые бранши 6,5 × 14,5 мм, проволока 1 мм, ширина 30 мм | MMSU1275S |
| Расширитель Barraquer с изогнутыми лезвиями | Закрытые изогнутые бранши 5 × 16,5 мм, проволока 1 мм, ширина 38 мм | MMSU1250S |
| Расширитель Corcelle с жесткими лезвиями | Жесткие бранши 6,5 × 8,5 мм, толщина 0,7 мм, ширина 55 мм | MMSU1288S |

Расширители для педиатрии и неонатологии


| Расширитель для педиатрии и неонатологии | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Педиатрический механический расширитель с открытыми браншами | Открытые бранши 5 × 10,5 мм, проволока 1 мм, корпус из поликарбоната и механический винтовой расширитель | MMSU1265S |
| Педиатрический расширитель Alphonso | Закрытые бранши 7 × 5,5 мм, 8 × 8,5 мм, проволока 1 мм, ширина 48 мм | MMSU1260S |
| Неонатальный расширитель большой | Закрытые бранши 4 × 10 мм, проволока 0,8 мм, ширина 25 мм | MMSU1261S |
| Неонатальный расширитель малый | Закрытые бранши 3 × 7 мм, проволока 0,8 мм, ширина 25 мм | MMSU1262S |
| Педиатрический расширитель | Закрытые бранши 5,5 × 13,5 мм, проволока 0,9 мм, ширина 31,5 мм | MMSU1278S |
| Неонатальный расширитель Cook | Жесткие изогнутые бранши 5,5 × 8 мм, толщина 1 мм, с винтовым замком, регулировка по ширине до 38 мм | MMSU1273S |
| Неонатальный расширитель Sauer | Жесткие бранши 4,6 × 6,6 мм, проволочные плечи 0,6 мм, ширина 18,5 мм | MMSU1259S |



Неонатальный расширитель малый



Педиатрический расширитель Alphonso



Неонатальный расширитель Cook



Неонатальный расширитель Sauer

Крючки и ретракторы



| Крючки и ретракторы | Описание | № изделия |
|-------------------------------------|--|-----------|
| W-образный крючок для мышц Chevasse | W-образный крючок 12 мм под углом 90°, рукоять 76 мм | MMSU0232S |
| Изогнутый крючок для мышц | Изогнутый крючок 10,3 мм, рукоять 78 мм | MMSU0253S |
| Ретрактор для век Desmarres малый | Ретракторный кончик 11 × 11 × 5 мм, прямой стержень 35 мм, рукоять 76 мм | MMSU3001S |
| Ретрактор для век Desmarres средний | Ретракторный кончик 14,5 × 10 × 8 мм, прямой стержень 30 мм, рукоять 76 мм | MMSU3002S |
| Ретрактор Fisons | Плоский ретракторный кончик 10,8 × 20 мм, губка 3 мм, рукоять 76 мм | MMSU3038S |
| Ретрактор для кожи Gillies | Крючок 1 × 3 мм, стержень 31 мм, рукоять 76 мм | MMSU3037S |
| Защита глаза | Закругленный кончик 18 × 6 мм, закругленный кончик 20,5 × 6,5 мм, длина 100 мм | MMSU1425S |

Депрессоры



| Депрессоры | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Двухсторонний депрессор склеры Schocket | T-образный кончик 2,7 × 6,5 мм, закругленный кончик 5,5 × 2,2 мм, рукоять 68 мм | MMSU1405S |
| Двухсторонний депрессор склеры/индентор VR | Индентор 1,6 мм на депрессоре 2 мм, индентор 1,6 мм на депрессоре 3 мм, рукоять 65 мм | MMSU1407S |
| Изогнутый депрессор склеры | T-образный кончик 1,5 × 6,1 мм, изогнутый стержень 21 мм под углом 50°, рукоять 78 мм | MMSU1409S |
| Треугольный депрессор склеры | Кончик треугольной формы 7 × 7 мм, проволока 0,75 мм, прямой стержень 15 мм, рукоять 76 мм | MMSU1247S |
| Депрессор склеры с шаровидным кончиком | Шаровидный кончик 3 мм, прямой стержень 21,5 мм, рукоять 50 мм | MMSU1408S |

Инструменты для слезных протоков



Дилатор для пункции



Зонд для слезных протоков



Лопатка типа «клюшка для гольфа»

| Инструменты для слезных протоков | Описание | № изделия |
|---|---|-----------|
| Проводник для пункции | Острый кончик 5 мм, прямой стержень 18 мм, рукоять 77 мм | MMSU1183S |
| Дилатор/проводник для пункции | Кончик 0,45 × 21,5 мм, острый кончик 5 мм, прямой стержень 18 мм, рукоять 77 мм | MMSU1193S |
| Дилатор для пункции малый | Расширитель 0,3 × 20 мм, рукоять 30 мм | MMSU1426S |
| Дилатор для пункции средний | Кончик 0,55 × 24 мм, рукоять 76 мм | MMSU1180S |
| Дилатор для пункции маленький/средний | Кончик 0,4 × 21,5 мм, кончик 0,6 × 18 мм, рукоять 77 мм | MMSU1181S |
| Зонд для слезных протоков | Острый кончик 1 мм, зонд 0,6 × 80 мм, рукоять 15 мм | MMSU1427S |
| Дилатор для пункции/Зонд для слезных протоков | Дилатор 0,28 × 25 мм, зонд 0,7 × 44,5 мм, рукоять 70 мм | MMSU1419S |
| Зонды Bowmans размера 000-00 | Зонд 0,7 мм (000G) × 50 мм, зонд 0,8 мм (00G) × 50 мм, рукоять 30 мм | MMSU1420S |
| Зонды Bowmans размера 00-0 | Зонд 0,8 мм (00G) × 50 мм, зонд 0,9 мм (0G) × 50 мм, рукоять 30 мм | MMSU1421S |
| Лопатка типа «клюшка для гольфа» | Овальный профиль 0,1 × 0,8 × 2 мм, прямой стержень 18 мм, рукоять 75 мм | MMSU1417S |



Маркеры и шкалы



Интравитреальный маркер Braunstein



Острый интравитреальный маркер



Двусторонняя интравитреальная проводниковая площадка



Интравитреальный проводник для инъекций

| Маркеры и шкалы | Описание | № изделия |
|---|--|-----------|
| Интравитреальный проводник для инъекций | Защитный кожух из поликарбоната с направляющей трубкой из нержавеющей стали, треугольная опорная пластина с 3 стабилизирующими шпильками, 39 мм, дуговидная рукоятка под углом 45° | MMSU1577S |
| Интравитреальный маркер Braunstein 3,5 4 мм Зеленый | Кончики 2 × 1,5 мм с диапазоном 3,5 мм, кончики 2 × 1,5 мм с диапазоном 4 мм, поликарбонат, длина 108 мм | MMSU1276S |
| Острый интравитреальный маркер 3,5 4 мм Синий | Кончики 2 × 0,55 мм с диапазоном 3,5 мм, кончики 2 × 0,65 мм с диапазоном 4 мм, поликарбонат, длина 108 мм | MMSU1277S |
| Двусторонняя интравитреальная проводниковая площадка 3,5 4 мм | Площадка 7 мм с проводником 3,5 мм, площадка 0,8 мм с проводником 4 мм, стержни 6 мм под углом 45°, длина 90 мм | MMSU1285S |
| Интравитреальный маркер Braunstein 3,5 4 мм | Кончики 2 × 1,5 мм с диапазоном 3,5 мм, кончики 2 × 1,5 мм с диапазоном 4 мм, длина 90 мм | MMSU1229S |
| Циркуль Castroviejo с прямыми кончиками | Прямые кончики 0,4 × 0,8 мм, длина 30 мм, диапазон от 0 до 25 мм с шагом 0,5 мм | MMSU1401S |
| Циркуль Castroviejo с наклонными кончиками | Наклонные кончики 0,25 × 0,3 мм, длина 34 мм, диапазон от 0 до 25 мм с шагом 0,5 мм | MMSU1403S |
| Шкала Mendez | Кольцо из поликарбоната толщиной 2,5 мм с внутренним диаметром 13 мм, диапазон от 0° до 180° с шагом 10, рукоять 75 мм | MMSU1152S |
| Торический маркер Zuberbühler | Кольцо из поликарбоната толщиной 2,5 мм с внутренним диаметром 13 мм, маркировочные бранши на 0° и 180°, угловые отметки с шагом 10, рукоять 75 мм | MMSU1245S |
| Горизонтальный осевой маркер | Градуированный горизонтальный маркер со спиртовым уровнем, рукоять 75 мм | MMSU1230S |



Интравитреальный проводник для инъекций

Зажимы и кюретки



Зажимы

| Зажимы | Описание | № изделия |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Зажим Chalazion круглый | Круглый профиль 12 мм, круглая апертура 9 мм, длина 90 мм | MMSU1150S |
| Зажим Chalazion круглый с канавкой | Круглый профиль 12 мм, круглая апертура 9 мм, с канавкой, длина 90 мм | MMSU1450S |
| Зажим Chalazion овальный | Закругленные кончики 13 × 1,5 мм, прямые лезвия, длина 110 мм | MMSU1149S |
| Зажим Chalazion овальный с канавкой | Овальный профиль 13 × 20 мм, с канавкой, апертура 10 × 17 мм, длина 90 мм | MMSU1449S |

Кюретки



| Кюретки | Описание | № изделия |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Кюретка Chalazion 2 мм | Кюретка 2 мм, глубина 1,35 мм, длина 115 мм | MMSU1155S |
| Двойная кюретка Chalazion 1 мм 2 мм | Кюретка 1 мм, глубина 1 мм, кюретка 2 мм, глубина 1,35 мм, длина 128 мм | MMSU1157S |
| Двойная кюретка Chalazion 2 мм 3 мм | Кюретка 2 мм, глубина 1,35 мм, кюретка 3 мм, глубина 1,6 мм, длина 128 мм | MMSU1158S |

Пинцеты для поднятия лоскута и корнеальные маркеры



Подниматель лоскута LASIK



Сепаратор лоскута LASIK



Корнеальный маркер Y-образный



| Пинцеты для поднятия лоскута и корнеальные маркеры | Описание | № изделия |
|--|---|-----------|
| Подниматель лоскута LASIK изогнутый 8 мм | Кончик 0,2 × 0,15 мм, конический стержень 8 мм под углом 90°, рукоять 75 мм | MMSU1177S |
| Подниматель лоскута LASIK изогнутый 10 мм | Кончик 0,2 × 0,15 мм, конический стержень 10 мм под углом 90°, рукоять 75 мм | MMSU1435S |
| Сепаратор и подниматель лоскута LASIK, соединитель | Закругленный кончик 0,1 × 0,3 мм длиной 0,7 мм, изогнутый стержень 10 мм под углом 60°, рукоять 75 мм | MMSU1206S |
| Сепаратор лоскута LASIK с плоским кончиком | Плоский кончик 0,75 × 1,1 мм, прямой стержень 23 мм, рукоять 75 мм | MMSU1176S |
| Корнеальный маркер с двойным кольцом | Кольцо 1,75 мм поверх кольца 2 мм, глубиной 2 мм с заостренной нижней стороной, рукоять 75 мм | MMSU1189S |
| Корнеальный маркер Y-образный | Маркировочные лезвия 2 × 8 мм, рукоять 75 мм | MMSU1134S |
| Сепаратор/подниматель лоскута LASIK Seibel | Кончик 0,16 × 0,28 × 1 мм, прямой стержень 20 мм, острый крючок 0,5 × 10,5 мм, рукоять 52 мм | MMSU1172S |
| Сепаратор/подниматель лоскута LASIK | Треугольный кончик 2,95 × 8 мм под углом 60°, прямой стержень 24 мм, острый кончик 0,53 мм, стержень 9 мм под углом 50°, рукоять 52 мм | MMSU1205S |
| Сепаратор/подниматель лоскута LASIK изогнутый | Изогнутый сепаратор 0,15 × 0,3 × 8 мм под углом к стержню 90°, крючок для создания ламелярного кармана 0,15 × 0,3 × 1 мм, рукоять 52 мм | MMSU1294S |
| Сепаратор/подниматель лоскута LASIK прямой | Прямой сепаратор 0,15 × 0,3 × 8 мм под углом к стержню 90°, крючок для создания ламелярного кармана 0,15 × 0,3 × 1 мм, рукоять 52 мм | MMSU1295S |
| Ножницы для поднятия лоскута LASIK | Кончики 0,3 × 11,5 мм, стержень под углом 45°, рукоять 80 мм | MMSU1169S |




Ножницы для поднятия лоскута LASIK

SMILE



| SMILE для роговицы | Описание | № изделия |
|---|---|-----------|
| Лентикулярный сепаратор Reinstein | Крючок для создания ламелярного кармана 0,22 × 2 мм, кончик лопатки 1,2 × 2 мм, изогнутый сепаратор под углом к стержню 90°, рукоять 52 мм | MMSU1297S |
| Лентикулярный сепаратор Reinstein Hyperopic | Крючок для создания ламелярного кармана 0,22 × 2 мм, кончик лопатки 1,2 × 2 мм, изогнутый сепаратор под углом к стержню 90°, рукоять 52 мм | MMSU1497S |
| Крючок для создания ламелярного кармана Сепаратор | Крючок для создания ламелярного кармана 0,15 × 2 мм под углом 90°, кончик 0,27 мм, переходящий в сепаратор с изогнутым стержнем 0,8 мм, длина хорды 8,5 мм, угол к стержню 90°, рукоять 52 мм | MMSU1447S |
| Пинцет для удаления ИОЛ | Насечка 0,1 × 0,1 мм на участке длиной 4 мм на стержне 15 мм под углом 30°, рукоять 52 мм | MMSU1460S |

Лопатки и кольца




| Лопатки и кольца | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Лопатка для корнеального эпителия плоская | Лопатка 5 мм с плоским лезвием 0,9 мм, закругленный кончик с лезвием 0,8 × 1,7 мм, рукоять 75 мм | MMSU1113S |
| Лопатка для корнеального эпителия закругленная | Закругленное лезвие 2,65 × 5,5 × 0,35 мм, рукоять 75 мм | MMSU1187S |
| Микрошпатель для эпителия плоский | Микрошпатель 2,2 × 0,45 × 1,15 мм, стержень 10,5 мм под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1117S |
| Микрошпатель для эпителия закругленный | Микрошпатель 1,7 × 0,3 × 1 мм, стержень 10,5 мм под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1185S |
| Кольцо для эпителия 6,5 мм | Кольцо 3 мм с внутренним диаметром 6,5 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1201S |
| Кольцо для эпителия 7,5 мм | Кольцо 3 мм с внутренним диаметром 7,5 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1199S |
| Кольцо для эпителия 8 мм | Кольцо 3 мм с внутренним диаметром 8 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1198S |
| Кольцо для эпителия 8,5 мм | Кольцо 3 мм с внутренним диаметром 8,5 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1197S |
| Кольцо для эпителия 9 мм | Кольцо 3 мм с внутренним диаметром 9 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1203S |
| Кольцо для эпителия 9,5 мм | Кольцо 2 мм с внутренним диаметром 9,5 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1132S |
| Кольцо для эпителия 9 мм для трепанации | Кольцо 3 мм с внутренним диаметром 9 мм, под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1196S |

Инструменты для кератопластики



| Инструмент для кератопластики | Описание | № изделия | № изделия CLIPS |
|---|--|-----------|-----------------|
| Корнеосклеральные ножницы Castroviejo (L) | Острые кончики 0,35 × 0,3 мм, изогнутые лезвия 7 мм, рукоять 34 мм | MMSU1469S | MMSU1469CS |
| Корнеосклеральные ножницы Castroviejo (R) | Острые кончики 0,35 × 0,3 мм, изогнутые лезвия 7 мм, рукоять 34 мм | MMSU1470S | MMSU1470CS |
| Скребок для десцеметовой оболочки Daya | Закругленный кончик под обратным углом 0,6 × 0,6 мм, стержень 15 мм под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1561S | — |
| S-образный маркер | S-образный маркер 0,9 × 1,7 мм, ширина 0,2 мм, стержень 5 мм под углом 45°, рукоять 75 мм | MMSU1582S | — |
| Корнеальный трепан 17 мм | Внутренний размер 17 мм, внешний размер 18,5 мм, высота 20 мм | MMSU0136S | — |
| Корнеальный трепан 18 мм | Внутренний размер 18 мм, внешний размер 19 мм, высота 30 мм | MMSU0135S | — |
| 0,1 мм Sinsky, 0,1 мм Обратный крючок Sinsky | Кончики 0,1 × 0,3 мм, стержни 11 мм под углом 50°, рукоять 52 мм | MMSU1466S | — |

Роговичные кольца



| Роговичные кольца | Описание | № изделия |
|--|--|-----------|
| Пинцет для роговичного кольца | Треугольные branши 0,4 × 0,2 мм, стержень 10 мм под углом 35°, рукоять 70 мм | MMSU1462S |
| Расширитель кармана для роговичного кольца | Овальный профиль 0,28 × 0,85 × 2,5 мм, прямой стержень 18 мм, рукоять 75 мм | MMSU1463S |
| Крючок для кармана для роговичного кольца | Острый кончик 0,2 × 0,9 мм, прямой стержень 18 мм, рукоять 75 мм | MMSU1464S |
| Толкатель роговичного кольца | Кончик 0,55 × 3,5 мм под углом 45°, прямой стержень 18 мм, рукоять 75 мм | MMSU1465S |

Инструменты для склерэктомии и трабекулэктомии



| Инструменты для склерэктомии и трабекулэктомии | Описание | № изделия |
|--|---|-----------|
| Толкатель для трабекулэктомии титановый | Кончик-пробойник 1 × 0,9 мм на стержне 13 мм, рукоять 88 мм | MMSU1280S |
| Ножницы для склеротомии | Кончики 0,2 × 1 мм, прямой стержень 23 мм, длина 110 мм | MMSU1572S |


I-Ring®



| I-Ring | Описание | № изделия |
|---------------------------|--|-----------|
| Расширитель зрачка I-Ring | Стерильный, одноразовый, 1/шт. | 587001 |
| Расширитель зрачка I-Ring | Стерильный, одноразовый (упаковка 6 шт.) | 587000 |
| Крючок Sinsky | Пластиковая рукоятка под углом 45°, 10 мм от кончика, 0,85 мм от кончика до изгиба, общая длина 130 мм | 581442 |

Разное

| Инструмент | № изделия |
|--|-----------|
| Зажим – Пинцет с длинными рукоятками (Пара) | MMSU1490S |
| Зажим – Пинцет с короткими рукоятками (Пара) | MMSU1491S |
| Зажим – Пружинный пинцет (Пара) | MMSU1492S |
| Зажим – Пружинный микропинцет (Пара) | MMSU1493S |



Предметный указатель

| СКУ | ОПИСАНИЕ | СТР | СКУ | ОПИСАНИЕ | СТР |
|-----------|--|-----|-----------|---|-----|
| MMSU0068S | Прямой крючок Rampley | 8 | MMSU1142S | Кнопочный манипулятор | 12 |
| MMSU0080S | Пинцет с маленькими зубчиками | 7 | MMSU1143S | Манипулятор McPherson | 13 |
| MMSU0085S | Пинцет для эпилиации | 7 | MMSU1144S | Манипулятор Drysdale | 12 |
| MMSU0135S | Корнеальный трепан 18 мм | 24 | MMSU1145S | Короткий пинцет с маленькими зубчиками под 45° | 5 |
| MMSU0136S | Корнеальный трепан 17 мм | 24 | MMSU1146S | Пинцет для загрузки линзы | 6 |
| MMSU0199S | Микрозажим типа «бульдог» перекрестного действия | 8 | MMSU1147S | Крючок Sinskey прямой | 12 |
| MMSU0208S | Ножницы Stevens для тенотомии закругленные изогнутые | 15 | MMSU1149S | Зажим Chalazion овальный | 21 |
| MMSU0209S | Ножницы Stevens для тенотомии закругленные острые | 15 | MMSU1150S | Зажим Chalazion овальный с канавкой | 21 |
| MMSU0213S | Ножницы Stevens для тенотомии прямые острые | 15 | MMSU1152S | Шкала Mendez | 20 |
| MMSU0214S | Ножницы Stevens для тенотомии прямые закругленные | 15 | MMSU1153S | Манипулятор для факичных интраокулярных линз | 13 |
| MMSU0232S | W-образный крючок для мышц Chevasse | 18 | MMSU1155S | Кюретка Chalazion 2 мм | 21 |
| MMSU0238S | Пинцет Adson с зубчиками | 7 | MMSU1157S | Двойная кюретка Chalazion 1 мм 2 мм | 21 |
| MMSU0239S | Ножницы для энуклеации | 15 | MMSU1158S | Двойная кюретка Chalazion 2 мм 3 мм | 21 |
| MMSU0241S | Пинцет Adson без зубчиков | 7 | MMSU1168S | Пинцет с зубчиками с 15 мм стержнем | 5 |
| MMSU0243S | Ножницы Metzenbaum изогнутые | 15 | MMSU1169S | Ножницы для поднятия лоскута LASIK | 22 |
| MMSU0244S | Ножницы для радужной оболочки острые изогнутые | 15 | MMSU1172S | Сепаратор/подниматель лоскута LASIK Seibel | 22 |
| MMSU0246S | Москитный зажим Halstead прямой | 8 | MMSU1173S | Крючок Sinskey 0,1 мм | 12 |
| MMSU0247S | Острый пинцет для радужной оболочки | 7 | MMSU1176S | Сепаратор лоскута LASIK с плоским кончиком | 22 |
| MMSU0249S | Ножницы для радужной оболочки острые прямые | 15 | MMSU1177S | Подниматель лоскута LASIK изогнутый 8 мм | 22 |
| MMSU0253S | Изогнутый крючок для мышц | 18 | MMSU1179S | Манипулятор типа «грибок» | 12 |
| MMSU0276S | Пинцет Bishops | 7 | MMSU1180S | Дилатор для пункции средний | 19 |
| MMSU0277S | Пинцет Moorfields | 7 | MMSU1181S | Дилатор для пункции маленький/средний | 19 |
| MMSU0278S | Пинцет для радужной оболочки с маленькими зубчиками | 7 | MMSU1183S | Проводник для пункции | 19 |
| MMSU0279S | Пинцет St Martins | 7 | MMSU1185S | Микрошпатель для эпителия закругленный | 23 |
| MMSU0283S | Прямой ювелирный пинцет с тонкими кончиками под углом | 7 | MMSU1187S | Лопатка для корнеального эпителия закругленная | 23 |
| MMSU0284S | Ювелирный пинцет с изогнутым стержнем с гладкими кончиками | 7 | MMSU1189S | Корнеальный маркер с двойным кольцом | 22 |
| MMSU0286S | Прямой ювелирный пинцет с тонкими кончиками | 7 | MMSU1193S | Дилатор/проводник для пункции | 19 |
| MMSU0294S | Ножницы для радужной оболочки закругленные изогнутые | 15 | MMSU1196S | Кольцо для эпителия 9 мм для трепанации | 23 |
| MMSU0299S | Ножницы для радужной оболочки прямые изогнутые | 15 | MMSU1197S | Кольцо для эпителия 8,5 мм | 23 |
| MMSU0440S | Ножницы для перевязок закругленные изогнутые | 15 | MMSU1198S | Кольцо для эпителия 8 мм | 23 |
| MMSU0441S | Ножницы для перевязок острые изогнутые | 15 | MMSU1199S | Кольцо для эпителия 7,5 мм | 23 |
| MMSU0454S | Ножницы для перевязок острые прямые | 15 | MMSU1201S | Кольцо для эпителия 6,5 мм | 23 |
| MMSU0455S | Ножницы для перевязок закругленные прямые | 15 | MMSU1203S | Кольцо для эпителия 9 мм | 23 |
| MMSU1102S | Манипулятор Govan | 12 | MMSU1204S | Горизонтальный Y-образный манипулятор | 12 |
| MMSU1103S | Крючок Sinskey 0,2 мм | 12 | MMSU1205S | Сепаратор/подниматель лоскута LASIK | 22 |
| MMSU1104S | Чоппер Sadiq | 10 | MMSU1206S | Сепаратор и поднимающий лоскута LASIK, соединитель | 22 |
| MMSU1105S | Чоппер Claw | 10 | MMSU1207S | Крючок Lester | 13 |
| MMSU1106S | Чоппер Rosen | 10 | MMSU1209S | Короткий пинцет с выемками типа «колибри» | 5 |
| MMSU1108S | Чоппер Phaco | 10 | MMSU1210S | Пинцет для завязывания узлов с закругленными платформами | 6 |
| MMSU1109S | Вертикальный Y-образный манипулятор | 12 | MMSU1211S | Ножницы Westcott с острыми кончиками и изогнутыми лезвиями | 14 |
| MMSU1110S | Корнеальный иглодержатель | 9 | MMSU1212S | Ножницы Westcott с закругленными кончиками и прямыми лезвиями | 14 |
| MMSU1113S | Лопатка для корнеального эпителия плоская | 23 | MMSU1213S | Ножницы Westcott с изогнутыми лезвиями типа «нос дельфина» | 14 |
| MMSU1114S | Короткий пинцет Hoskins с маленькими выемками | 5 | MMSU1214S | Ножницы Westcott с острыми кончиками и прямыми лезвиями | 14 |
| MMSU1115S | Пинцет Hoskins с выемками | 5 | MMSU1217S | Ножницы Castroviejo с закругленными кончиками и прямыми лезвиями | 14 |
| MMSU1116S | Капсульные ножницы Онга | 14 | MMSU1218S | Ножницы Castroviejo с закругленными кончиками и изогнутыми лезвиями | 14 |
| MMSU1117S | Микрошпатель для эпителия плоский | 23 | MMSU1219S | Короткий прямой пинцет для завязывания узлов | 6 |
| MMSU1118S | Чоппер Koch 1,9 мм | 10 | MMSU1221S | Чоппер Phaco Манипулятор типа «грибок» | 11 |
| MMSU1119S | Чоппер Greens под правую руку | 10 | MMSU1225S | Крючок Kuglen прямой | 13 |
| MMSU1120S | Чоппер Greens под левую руку | 10 | MMSU1228S | Чоппер Koch 1,4 мм | 10 |
| MMSU1123S | Короткий пинцет Вонн с маленькими зубчиками | 5 | MMSU1229S | Интравитреальный маркер Braunstein 3,5 4 мм | 20 |
| MMSU1124S | Пинцет Вонн с зубчиками | 5 | MMSU1230S | Горизонтальный осевой маркер | 20 |
| MMSU1125S | Прямой пинцет для завязывания узлов | 6 | MMSU1231S | Горизонтальный чоппер/Крючок Kuglen | 11 |
| MMSU1126S | Пинцет для имплантации ИОЛ | 6 | MMSU1238S | Чоппер Ursell Манипулятор | 11 |
| MMSU1127S | Угловой пинцет для завязывания узлов McPherson | 6 | MMSU1239S | Чоппер Diabolo Плоскокнопочный манипулятор | 11 |
| MMSU1129S | Короткий пинцет с зубчиками типа «колибри» | 5 | MMSU1243S | Иглодержатель Troutman | 9 |
| MMSU1131S | Пинцет для сворачивания линзы с треугольными браншами | 6 | MMSU1245S | Торический маркер Zuberbühler | 20 |
| MMSU1132S | Кольцо для эпителия 9,5 мм | 23 | MMSU1247S | Треугольный депрессор склеры | 18 |
| MMSU1134S | Корнеальный маркер Y-образный | 22 | | | |
| MMSU1137S | Фиксирующее кольцо Thornton | 7 | | | |
| MMSU1138S | Пинцет для сворачивания линзы с закругленными браншами | 6 | | | |
| MMSU1139S | Пинцет с зубчиками под 45° | 5 | | | |
| MMSU1140S | Ножницы Vannas с изогнутыми лезвиями | 14 | | | |
| MMSU1141S | Ножницы Vannas с прямыми лезвиями | 14 | | | |

| СКУ | ОПИСАНИЕ | СТР | СКУ | ОПИСАНИЕ | СТР |
|-----------|--|-------|-----------|---|--------|
| MMSU1250S | Расширитель Barraquer с изогнутыми лезвиями | 17 | MMSU1463S | Расширитель кармана для роговичного кольца | 24 |
| MMSU1252S | Расширитель Kratz-Barraquer для височной области | 17 | MMSU1464S | Крючок для кармана для роговичного кольца | 24 |
| MMSU1253S | Расширитель Kratz-Barraquer для височной области | 17 | MMSU1465S | Толкатель роговичного кольца | 24 |
| MMSU1258S | Расширитель Clarke | 16 | MMSU1466S | 0,1 мм Sinskey, 0,1 мм Обратный крючок Sinskey | 24 |
| MMSU1259S | Неонатальный расширитель Sauer | 17 | MMSU1469S | Корнеосклеральные ножницы Castroviejo (L) | 24 |
| MMSU1260S | Педиатрический расширитель Alphonso | 17 | MMSU1470S | Корнеосклеральные ножницы Castroviejo (R) | 24 |
| MMSU1261S | Неонатальный расширитель большой | 17 | MMSU1471S | Чоппер для нуклеуса Denis | 10 |
| MMSU1262S | Неонатальный расширитель малый | 17 | MMSU1472S | Ювелирный пинцет с гладкими кончиками под углом | 7 |
| MMSU1264S | Регулируемый расширитель | 16 | MMSU1473S | 0,1 мм Обратный крючок Sinskey | 13 |
| MMSU1265S | Педиатрический механический расширитель с открытыми браншами | 17 | MMSU1474S | Расширитель Barraquer с жесткими изогнутыми браншами | 17 |
| MMSU1266S | Расширитель Barrett | 16 | MMSU1475S | Расширитель Barraquer с жесткими прямыми браншами | 17 |
| MMSU1273S | Неонатальный расширитель Cook | 17 | MMSU1479S | Расширитель Barraquer жесткий с лезвием 18 мм | 17 |
| MMSU1275S | Расширитель Barraquer с плоскими лезвиями | 17 | MMSU1480S | Обратный крючок Dialling | 13 |
| MMSU1276S | Интравитреальный маркер Braunstein 3,5 4 мм Зеленый | 20 | MMSU1487S | Чоппер Phaco Маленький манипулятор типа «грибок» | 11 |
| MMSU1277S | Острый интравитреальный маркер 3,5 4 мм Синий | 20 | MMSU1488S | Механический расширитель с жесткими браншами | 16 |
| MMSU1278S | Педиатрический расширитель | 17 | MMSU1489S | Разделитель нуклеуса Neuhann | 10 |
| MMSU1280S | Толкатель для трабекулэктомии титановый | 25 | MMSU1490S | Зажим — Пинцет с длинными рукоятками (Пара) | 25 |
| MMSU1284S | Пинцет для контактных линз | 7 | MMSU1491S | Зажим — Пинцет с короткими рукоятками (Пара) | 25 |
| MMSU1285S | Двухсторонняя интравитреальная проводниковая площадка 3,5 4 мм | 20 | MMSU1492S | Зажим — Пружинный микропинцет (Пара) | 25 |
| MMSU1287S | Расширитель Kratz-Barraquer изогнутый | 17 | MMSU1493S | Зажим — Пружинный микропинцет (Пара) | 25 |
| MMSU1288S | Расширитель Corcelle с жесткими лезвиями | 17 | MMSU1494S | Механический V-образный расширитель с открытыми браншами | 16 |
| MMSU1290S | Механический расширитель с открытыми браншами | 16 | MMSU1495S | Фиксирующее кольцо | 7 |
| MMSU1291S | Лопатка | 12 | MMSU1496S | Чоппер Phaco Манипулятор Govan | 11 |
| MMSU1294S | Сепаратор/подниматель лоскута LASIK изогнутый | 22 | MMSU1497S | Лентикулярный сепаратор Reinstein Hyperopic | 23 |
| MMSU1295S | Сепаратор/подниматель лоскута LASIK прямой | 22 | MMSU1561S | Скребок для десцеметовой оболочки Daya | 24 |
| MMSU1297S | Лентикулярный сепаратор Reinstein Hyperopic | 23 | MMSU1566S | Механический расширитель с жесткими браншами под углом 45° | 16 |
| MMSU1401S | Циркуль Castroviejo с прямыми кончиками | 20 | MMSU1567S | Пинцет для капсулорексиса для MICS | 4 |
| MMSU1403S | Циркуль Castroviejo с наклонными кончиками | 20 | MMSU1568S | Пинцет для капсулорексиса для MICS с прямыми браншами и острыми кончиками | 4 |
| MMSU1405S | Двухсторонний депрессор склеры Schocket | 18 | MMSU1571S | Пинцет для капсулорексиса для MICS с прямыми браншами и тупыми кончиками | 4 |
| MMSU1407S | Двухсторонний депрессор склеры/индентор VR | 18 | MMSU1572S | Ножницы для склеротомии | 25 |
| MMSU1408S | Депрессор склеры с шаровидным кончиком | 18 | MMSU1573S | Пинцет для капсулорексиса для MICS с изогнутыми браншами и тупыми кончиками | 4 |
| MMSU1409S | Изогнутый депрессор склеры | 18 | MMSU1577S | Интравитреальный проводник для инъекций | 20 |
| MMSU1414S | Пинцет для завязывания узлов Birks | 6 | MMSU1578S | Короткий пинцет Rampley | 8 |
| MMSU1417S | Лопатка типа «клюшка для гольфа» | 19 | MMSU1582S | S-образный маркер | 24 |
| MMSU1419S | Дилатор для пункции/Зонд для слезных протоков | 19 | MMSU1583S | Пинцет для снятия швов Waqar | 6 |
| MMSU1420S | Зонды Bowmans размера 000-00 | 19 | MMSU1592S | Лопатка Barraquer для радужной оболочки закругленная | 13 |
| MMSU1421S | Зонды Bowmans размера 00-0 | 19 | MMSU3001S | Ретрактор для век Desmarres малый | 18 |
| MMSU1425S | Защита глаза | 18 | MMSU3002S | Ретрактор для век Desmarres средний | 18 |
| MMSU1426S | Дилатор для пункции малый | 19 | MMSU3007S | Москитный зажим Halstead изогнутый с тонкими кончиками | 8 |
| MMSU1427S | Зонд для слезных протоков | 19 | MMSU3008S | Москитный зажим Halstead прямой с тонкими кончиками | 8 |
| MMSU1428S | Манипулятор Diablo | 12 | MMSU3009S | Иглодержатель Castroviejo прямой | 9 |
| MMSU1431S | Чоппер Koch 1,4 мм Кнопочный манипулятор | 11 | MMSU3011S | Иглодержатель Castroviejo изогнутый | 9 |
| MMSU1432S | Плоский манипулятор с круглым кончиком | 12 | MMSU3012S | Иглодержатель Castroviejo прямой с замком | 9 |
| MMSU1433S | Крючок Kuglen угловой | 13 | MMSU3013S | Иглодержатель Castroviejo изогнутый с замком | 9 |
| MMSU1434S | Ротатор Butcher | 12 | MMSU3015S | Иглодержатель Barraquer | 9 |
| MMSU1435S | Подниматель лоскута LASIK изогнутый 10 мм | 22 | MMSU3017S | Корнеальный иглодержатель длинный | 9 |
| MMSU1436S | Манипулятор Hagège | 12 | MMSU3037S | Ретрактор для кожи Gillies | 18 |
| MMSU1440S | Чоппер Koch 1,4 мм с тонким стержнем | 10 | MMSU3038S | Ретрактор Fisons | 18 |
| MMSU1441S | Чоппер Nagahara | 10 | 581441 | Манипулятор Micro | 13 |
| MMSU1445S | Микропинцет с маленькими зубчиками для радужной оболочки | 7 | 581442 | Крючок Sinskey | 13, 25 |
| MMSU1447S | Крючок для создания ламеллярного кармана Сепаратор | 23 | 581486 | Пинцет для капсулорексиса Next Generation с тупыми кончиками | 4 |
| MMSU1449S | Зажим Chalazion овальный | 21 | 581488 | Пинцет для капсулорексиса Next Generation с острыми кончиками | 4 |
| MMSU1450S | Зажим Chalazion круглый с канавкой | 21 | 587000 | Расширитель зрачка I-Ring (упаковка 6 шт.) | 25 |
| MMSU1452S | Чоппер Ayliffe Чоппер | 11 | 587001 | Расширитель зрачка I-Ring 1/шт. | 25 |
| MMSU1457S | Лопатка Barraquer для радужной оболочки | 12 | | | |
| MMSU1458S | Манипулятор Lebuison | 13 | | | |
| MMSU1459S | Ножницы Osher для ИОЛ | 14 | | | |
| MMSU1460S | Пинцет для удаления ИОЛ | 6, 23 | | | |
| MMSU1462S | Пинцет для роговичного кольца | 24 | | | |



bvimedical.com



Beaver-Visitec Sales International LTD

Тел.: + 44 1865 601 256, доб. 3
Факс: + 44 1865 595 761
Электронная почта: ordersuk@bvimedical.com

Бельгия

Тел.: + 32 52 280518, доб. 3
Факс: + 32 52 890243
Электронная почта: bestellingen@bvimedical.com

Франция, Люксембург

Тел.: + 33 4 85880033, доб. 3
Факс: + 33 4 88714057
Электронная почта: commandes@bvimedical.com

Германия, Швейцария, Австрия

Тел.: + 49 622 16479854, доб. 3
Факс: + 49 622 13929883
Электронная почта: bestellungen@bvimedical.com

Италия

Тел.: + 39 02 89877520, доб. 3
Факс: + 39 02 44386868
Электронная почта: ordini@bvimedical.com

Япония

Тел.: + 03 5651 2860
Факс: + 03 3662 2242
Электронная почта: bvi.cs@bvimedical.com

Нидерланды

Тел.: + 31 20808 3202, доб. 3
Факс: + 31 20203 1293
Электронная почта: bestellingen@bvimedical.com

Испания

Тел.: + 34 91 1230335, доб. 3
Факс: + 34 91 1849957
Электронная почта: ordenes@bvimedical.com

Прочие регионы

Тел.: + 44 1865 601.256, доб. 3
Факс: + 44 1865 595 761
Электронная почта: ordersrow@bvimedical.com

