

ООО «АйТэк» - официальный дистрибьютор продукции  
Pietrasanta Pharma в России

# ORTOPAD®

## Снимается без боли!

Все окклюдеры серии ORTOPAD®  
произведены в Италии компанией  
Pietrasanta Pharma по уникальной  
технологии из мягкого,  
дышащего нетканого материала с  
использованием гипоаллергенного  
клея безвредного для самой  
чувствительной кожи

Окклюдеры ORTOPAD® не содержат латекс и гипоаллергенны

### Общая информация:

Есть варианты детских окклюдеров с рисунками для девочек и мальчиков, окклюдеры с большими картинками, которые нравятся малышам, есть окклюдеры белого и телесного цвета, на которые можно наклеивать картинки, вложенные в упаковку. Каждая упаковка окклюдеров ORTOPAD® содержит

- 5 вариантов рисунка
  - Вашему ребенку не будет скучно
- Каждый окклюдер упакован отдельно
  - удобно брать с собой

### Размеры окклюдеров:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Junior:</b>  | 67 мм x 50 мм<br>(для детей до 2-х лет)     |
| <b>Medium:</b>  | 76 мм x 54 мм<br>(для детей от 2 до 4 лет)  |
| <b>Regular:</b> | 85 мм x 59 мм<br>(для детей старше 4-х лет) |

### Преимущества:

- Удобная форма с прорезями, облегчающими приклепление
- Мягкая подушечка в центре, не пропускающая свет
- Гипоаллергенный клей - липкий слой абсолютно безвреден даже для самой чувствительной кожи



## ORTOPAD® BOYS

Забавные рисунки на этих окклюдерах нравятся мальчикам. 5 вариантов рисунка. Мягкая основа, удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка, не пропускающая свет, и специальный клей, щадящий кожу ребенка.

### ORTOPAD® для мальчиков

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70234 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70235 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код US70236 |



## ORTOPAD® GIRLS

ORTOPAD® для девочек  
Красивые рисунки на этих окклюдерах нравятся девочкам. 5 вариантов рисунка. Мягкая основа, удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка, не пропускающая свет, и специальный клей, щадящий кожу ребенка.

### ORTOPAD® для девочек

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70231 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70232 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код US70233 |



# ORTOPAD<sup>®</sup> SOFT

## УНИКАЛЬНЫЙ МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ



**ORTOPAD<sup>®</sup> SOFT BOYS**



Окклюдеры для мальчиков из уникального мягкого материала. Удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка, не пропускающая свет, специальный клей, щадящий кожу.

### ORTOPAD<sup>®</sup> для мальчиков

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73525 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73526 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код IN73527 |



**ORTOPAD<sup>®</sup> SOFT GIRLS**



Окклюдеры для девочек из уникального мягкого материала. Удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка, не пропускающая свет, специальный клей, щадящий кожу.

### ORTOPAD<sup>®</sup> для девочек

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73425 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73426 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код IN73427 |



крупный  
рисунок



Забавные рисунки на этих окклюдерах нравятся мальчикам. 5 разных расцветок. Мягкая основа, удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка по центру, не пропускающая свет, и специальный клей, щадящий кожу.



## ORTOPAD® ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ с крупными картинками

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73325 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73326 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код IN73327 |



крупный  
рисунок



Красивые рисунки на этих окклюдерах нравятся девочкам. 5 разных расцветок. Мягкая основа, удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка по центру, не пропускающая свет, и специальный клей, щадящий кожу.



## ORTOPAD® ДЛЯ ДЕВОЧЕК с крупными картинками

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73225 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код IN73226 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код IN73227 |

Светится в темноте



крупный  
рисунок




Окклюдеры с крупным рисунком для мальчиков и девочек. Мягкая основа, удобная форма, прорези для лучшего крепления, мягкая подушечка по центру, не пропускающая свет, и специальный клей, щадящий кожу, делают эти окклюдеры оптимальными для вашего ребенка.



## ORTOPAD® funpack

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70237 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70238 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код US70239 |





# ORTOPAD®




Каждая упаковка содержит красочные наклейки для украшения окклюдеров



Белые окклюдеры ORTOPAD® изготовлены из исключительно мягкого, дышащего материала и подходят для чувствительной кожи. Специальный клей, щадящий кожу, и мягкая подушечка, не пропускающая свет, оптимальны для Вашего малыша.

## ORTOPAD®

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70026 |
| <b>Medium:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70028 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код US70029 |



# ORTOPAD® Skin



Каждая упаковка содержит красочные наклейки для украшения окклюдеров




Бежевые окклюдеры исключительно деликатные. Изготовлены из мягкого, дышащего материала. Специальный клей, щадящий кожу, и мягкая подушечка, не пропускающая свет, оптимальны для Вашего малыша.


## ORTOPAD® Skin

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Junior:</b>  | 50 шт. в уп. | код US70145 |
| <b>Regular:</b> | 50 шт. в уп. | код US70146 |


## Окклюдеры ORTOPAD® в натуральную величину



приблизительно  
67 мм x 50 мм (до 2-х лет)



приблизительно  
76 мм x 54 мм (от 2 до 4 лет)



приблизительно  
85 мм x 59 мм (от 4-х лет)